

		KOREKTA Nr 1 Date: 24.05.2024	Nr katalogowy: GLOBAL/NR.707.707/05.24
Ulotka jednostronna: Woda morska hipertoniczna 30 ml Cephamed (74853)		Zamawiający: Global Pharma	Format/Gramatura: offset 60 g
Kolory: K			Falcowanie: 120x25 mm (+/- 1 mm)
Data akceptacji:	Osoba akceptująca:		Studio DTP: Paulina Wiatrak
Wzór: 1			

Woda morska hipertoniczna Cephamed 30 ml

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu **Woda morska hipertoniczna Cephamed**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie ją przeczytać.

Wyrób medyczny Woda morska hipertoniczna Cephamed to preparat, który tworzy na powierzchni błony śluzowej nosa film ochronny, który zabezpiecza ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Ilość składników aktywnych w 1 dozowaniu (0,1 ml): Woda morska z głębin Oceanu Atlantyckiego 0,1 ml.

Postać preparatu:

Wyrób medyczny **Woda morska hipertoniczna Cephamed** występuje w postaci sprayu (płyn u zawierającego aplikator do nosa) umieszczonego w butelce o pojemności 30 ml (około 300 dawek).

Zastosowanie:

Wyrób medyczny **Woda morska hipertoniczna Cephamed** może być stosowany wspomagająco w:

- zmniejszaniu obrzęku wewnątrz nosa,
- upłynnianiu gęstej wydzieliny,
- oczyszczaniu błony śluzowej nosa z wszelkich zanieczyszczeń, drobnoustrojów, wydzieliny oraz pyłków,
- nawilżeniu błony śluzowej nosa, co chroni ją przed podrażnieniami,
- codziennej higienie nosa.

Wskazania: Produkt jest przeznaczony dla dorosłych, dzieci i niemowląt powyżej 1 miesiąca życia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu. Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Nie należy używać po upływie terminu ważności.

Sposób użycia: Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypętnić go płynem. Po każdym stosowaniu oczyścić końcówkę wodą i mydłem, a następnie optukać i osuszyć.

Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci: 1 do 2 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie.

Dorośli: 1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



Producent:
GLOBAL PHARMA CM S.A.
ul. Berezów 49A, 26-130 Suchedniów

Dystrybutor:
Admira Sp. z o.o
Gdańska 91/93
99-613 Łódź



WYRÓB MEDYCZNY

Data opracowania instrukcji używania: **05/2021**



Numer serii produktu



Data ważności produktu



CE – potwierdzenie spełnienia norm UE



Zakres temperatur przechowywania



Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych



Producent



Konieczność zapoznania się z dołączoną do wyrobu instrukcją użycia