



# INSTRUKCJA UŻYWANIA

## Spray na afty Cephamed 30 ml

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu **Spray na afty Cephamed**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie ją przeczytać.

**Spray na afty Cephamed** może być stosowany wspomagająco podczas łagodzenia dolegliwości bólowych wywołanych przez niewielkie zmiany w jamie ustnej takie jak:

- aftowe zapalenia jamy ustnej
- owrzodzenia aftowe
- zmiany wywołane noszeniem aparatu ortodontycznego
- niewłaściwie dopasowane protezy

**Skład:** olej z pestek winogron, nanosrebro, nanomiedź, nanozłoto, olejek mięty pieprzowej, sorbinian potasu, benzoesan sodu, glicerol, polisorbitat 20, woda oczyszczona.

**Postać preparatu:** Preparat **Spray na afty Cephamed** dostępny jest w postaci sprayu (płynu zawierającego aplikator) umieszczonego w butelce o pojemności 30 ml (300 dawek).

### Wskazania:

Może być stosowany wspomagająco podczas łagodzenia dolegliwości bólowych wywołanych przez niewielkie zmiany w jamie ustnej takie jak:

- aftowe zapalenia jamy ustnej
- owrzodzenia aftowe
- zmiany wywołane noszeniem aparatu ortodontycznego
- niewłaściwie dopasowane protezy

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne. W przypadku ciąży lub karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza.

**Środki ostrożności:** Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie terminu ważności.

**Działania niepożądane:** Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami.

**Sposób użycia:** Przed pierwszym użyciem należy energicznie wstrząsnąć butelką, następnie kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Należy skierować aplikator na zmianę w jamie ustnej i naciskając rozpylić 3 razy lub tyle ile jest potrzebne, aby pokryć zmianę. Zleca się stosować 3 do 4 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby. Dla lepszego rezultatu nie należy jeść i pić przez godzinę po zastosowaniu.

**Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



**Global Pharma CM S.A.**

ul. Berezów 49A, 26-130 Suchedniów

### Dystrybutor:

Admira Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 91/93  
90-613 Łódź



WYRÓB MEDYCZNY

Data opracowania instrukcji używania: styczeń 2021

